

氧化安定性测试仪（加速法）



型号	法国 Normalab 公司 P623 氧化安定性测试仪
仪器指标	<ol style="list-style-type: none">1) 符合 SH/T 0175 馏分燃料油氧化性安定性（加速法）的测试标准；2) 恒温浴槽带 8 个测试位；3) 温度范围 50°C ~ 130°C，数字温度显示，控温精度±0.1°C；4) 加热浴体积：30 升（硅油；5) 气体压力：最大 0.5 bar
分析能力	馏分燃料油氧化安定性的测定（加速法）
相关标准	SH/T 0175-2004 馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)
仪器特色	<ol style="list-style-type: none">1) 符合 SH/T 0175,ASTM D2274,ASTM 2893,ASTM D4310,ASTM D943 等标准；2) 可根据需求定制玻璃器皿和选件